

## BIDEBAC WCQ SOLID

**PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**  
Bolsitas de 30 gr. Cajas de 12x12 y 8x50  
Otros envases consultar.

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE WC MÓVILES

### DESCRIPCIÓN

BIDEBAC WCQ es una formulación en polvo, basada en la selección de microorganismos no patógenos, y soportes específicos destinados a sustituir a los productos químicos convencionales (causantes de problemas en los procesos de depuración) utilizados convencionalmente en los WC móviles.

Degrada proteínas, celulosas, almidón y grasas. Elimina malos olores.

### PRINCIPIO DE ACCIÓN

- Impide el desarrollo de los microorganismos nocivos que originan los malos olores.
- Licúa y digiere las materias orgánicas y celulosa, proporcionando mejoras en los procesos de depuración biológica de las aguas residuales.

### VENTAJAS

- Sustituye los productos que perjudican al medio ambiente (formol y otros productos bactericidas).
- Controla eficazmente los malos olores.
- Licúa la materia orgánica, grasas, celulosas, almidón y facilita su vaciado, reduciendo los costes de mantenimiento.
- Una vez vaciada la materia orgánica, refuerza la actividad de la flora bacteriana existente en las depuradoras y el alcantarillado.
- Deja un perfume agradable.
- Colorea el agua intensamente.

### APLICACIONES

- Residencias móviles: camping-car, caravanas, autocares, barcos, aviones, trenes,...
- Cabinas de obras. Depósitos de almacenamiento y transporte.
- Sanitarios autónomos y móviles no conectados a la red de alcantarillado.

### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Recomendamos consultar nuestro departamento técnico.

Como dosificación media dosificar 1 bolsa por cada depósito entre 20/30 litros.

Nunca mezclar BIDEBAC WCQ con productos químicos: ácidos, alcalinos, desinfectantes, etc.

### CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Polvo azul oscuro  
Olor: Floral  
Densidad media (a 20°C): 0,65  
pH medio (100%): 6,8 ± 0,5  
Recuento bacteriano medio: 1,5x 10<sup>9</sup> cfu/mg.  
Presentación: Bolsa hidrosoluble

Contiene "microorganismos naturales de clase I (EFB) según la directiva europea 2000/54/CE" (No patógenos para el hombre)

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto a una temperatura superior a 0°C. Con el fin de asegurar la vida del producto, recomendamos evitar su almacenamiento a temperaturas superiores a 25°C.

En las condiciones indicadas, la actividad biológica del producto está garantizada durante dos años después de su entrega.



PRODUCTO BIOLÓGICO > BIDEBAC WCQ

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la técnica más vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.

Última actualización: 15-1-2015 · Consulte disponibilidad si la antigüedad es mayor de 12 meses.